



Protocolos sugeridos Chem Well®



Assessoria LaborLab.

Versão 4.6.20



Índice

Acido Urico	2.
Albumina	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total.....	6.
Calcio Arsenazo	7.
CKMB	8.
CPK.....	9.
Colesterol	10.
Creatinina	11.
Ferro	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo.....	14.
Gama GT.....	15.
Glicose	16.
Lactato	17.
Lipase	18.
TGO (AST)	19.
TGP (ALT)	20.
HDL Colesterol	21.
LDH	22.
Magnésio	23.
PCR.....	24.
Proteína Total.....	25.
Proteína Total Urinária	26.
Triglicérides	27.
Uréia	28.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: UricAcid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Ac. Urico
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Ultima Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 2,5 a 6,0
Linear 1,0 – 20,0
Units mg/dL
Nº de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... 7 Dias

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 5ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Tempo Preaquecer 0
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 505
Filtro Diferencial 630



ALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Albumina
 Tipo Bioquímico
 Modo de Ensaio Padrão
 Versão 0
 Temperatura 37°C
 Última Revisão em N.A.
 Última Revisão por *
 Normal 3,5 a 4,8
 Linear 0,0 – 7,0
 Units g/dL
 N° de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
 Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 2ul
 Vel. De Aspiração 2
 Bolsa de Ar 2ul
 Vel. De Aspiração 2
 Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul
 Vel. De Aspiração 3
 Bolsa de Ar 50
 Tempo Preaquecer 0
 Vel. De Dispensação 2
 Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 3'
 Filtro Primário 600
 Filtro Diferencial 545



AMILASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Amylase
 Tipo Bioquímico
 Modo de Ensaio Padrão
 Versão 1
 Temperatura 37°C
 Última Revisão em N.A.
 Última Revisão por *
 Normal 0 a 125
 Linear 0 – 2000
 Units U/L
 N° de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 13ul

Vel. De Aspição 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspição 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 250ul

Vel. De Aspição 2

Bolsa de Ar 50

Tempo Preaquecer 0

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1'

Leitura

Filtro Primário 405

Filtro Diferencial 700

Tempo Fixo 60 s



BILIRRUBINA DIRETA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,4 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Bili D
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 0,0 a 0,4
Linear 0,0 – 12,0
Units mg/dL
Nº de decimais 2

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 16ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1'
Filtro Primário 545
Filtro Diferencial 700

Adicionar Reagente

R2 Volume 40ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Baixo

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 545
Filtro Diferencial 700



BILIRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL
Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL
Até 48hs: 3,4 a 11,5 mg/dL
Do 3° a 5° dia: 1,5 a 12,0 mg/dL
Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Bili T
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 0,0 a 1,0
Linear 0,0 – 30,0
Units mg/dL
N° de decimais 2

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 16ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 30''
Filtro Primário 545
Filtro Diferencial 700

Adicionar Reagente

R2 Volume 40ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Baixo

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 545
Filtro Diferencial 700



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Cálcio
Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL
Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Cálcio
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Última Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 8,5 a 10,5
Linear 0,0 – 20,0
Units mg/dL
N° de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspiração 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul

Vel. De Aspiração 3

Bolsa de Ar 50

Tempo Preaquecer 0

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 3'

Filtro Primário 600

Filtro Diferencial 0



CK MB

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Ck MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome CK MB
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 1
Temperatura 37°C
Última Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 0, a 25
Linear 0 – 500
Units U/L
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador N.A.
Intervalo valido de curva..... N.A.

Passos do ensaio

Volume Amostra 10ul
Vel. De Aspiração 4
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 260ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Tempo Preaquecer 0
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 10'

Leitura

Filtro Primário 340
Filtro Diferencial 630
Intervalo 60 s
Número de leituras 4



CPK

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L
M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Geral

Nome CPK
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 1
Temperatura 37°C
Última Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 0 a 195
Linear 0 – 1800
Units U/L
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 10ul
Vel. De Aspiração 4
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 260ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Tempo Preaquecer 0 s
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'

Leitura

Filtro Primário 340
Filtro Diferencial 630
Intervalo 60 s
Número de leituras 3



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Colesterol
COD-PAD LiquidStable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL
Limiar elevado 200-239 mg/dL
Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Colesterol
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Última Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 0 a 200
Linear 0 – 500
Units mg/dL
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspiração 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 50

Tempo Preaquecer 0

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'

Filtro Primário 505

Filtro Diferencial 630



CREATININA

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL
Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Geral

Nome Creatinina
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 0,0 a 1,3
Linear 0,0 – 9,0
Units mg/dL
Nº de decimais 2

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 20ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1'

Leitura

Filtro Primário 505
Filtro Diferencial 630
Tempo Fixo 60 s



FERRO

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: M 65 – 175 ug/dL
H 60 – 170 ug/dL

Linearidade: 1000 ug/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Geral

Nome Ferro
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 65 a 175
Linear 0 – 1000
Units ug/dL
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 40ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 11
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1'
Filtro Primário 600
Filtro Diferencial 700

Adicionar Reagente

R2 Volume 40ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Baixo

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 600
Filtro Diferencial 700



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab:

AlkalinePhosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Preparar Reativo de Trabalho. Misturar 4 partes do RA com 1 parte do RB.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome ALP
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 65 a 300
Linear 0 – 1500
Units U/L
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 30''

Amostra

Volume Amostra 2ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Incubação

Incubar 2'
Filtro Primário 405
Filtro Diferencial 700
Intervalo 60 s
Número de leituras 4



FOSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Fosforo
 Tipo Bioquimico
 Modo de Ensaio Padrão
 Versão 0
 Temperatura 37°C
 Última Revisão em N.A.
 Última Revisão por *
 Normal 2,5 a 5,6
 Linear 0,5 – 16,0
 Units mg/dL
 N° de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 50

Tempo Preaquecer 0 s

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 30''

Filtro Primário 340

Filtro Diferencial 630

Amostra

Volume Amostra 3ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspiração 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Incubação

Incubar 5'

Filtro Primário 340

Filtro Diferencial 630



GAMA GT

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Gama
GlutamilTransferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do
Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo
equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Geral

Nome GGT
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 7 a 32
Linear 0 – 1200
Units U/L
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 20ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1'30"

Leitura

Filtro Primário 405
Filtro Diferencial 700
Intervalo 60 s
Número de leituras 3



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Glicose
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia: 50 a 80 mg/dL
Neonatos: 40 a 60 mg/dL
Crianças: 60 a 100 mg/dL
Adulto: 74 a 106 mg/dL
Urina isolada: 1 a 15mg/dL
Urina 24horas: <0,5 g/24hs
LCR: Crianças 60 a 80 mg/dL
Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Glicose
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Última Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 74 a 106
Linear 0 – 500
Units mg/dL
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspiração 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 50

Tempo Preaquecer 0 s

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'

Filtro Primário 505

Filtro Diferencial 630



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Lactato
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 4,5 a 19,8
Linear 0,0 – 130,0
Units mg/dL
Nº de decimais 2

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 2ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 150ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 2'
Filtro Primário 545
Filtro Diferencial N.A.

Adicionar Reagente

R2 Volume 30ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação alto

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 545
Filtro Diferencial N.A.



LIPASE

APRESENTAÇÃO

Referência LaborLab: Lipase

Código: 1770560

Apresentação: RA1: 1 x 20 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Sangue Total

Calibração:

Laborcal

Controle de Qualidade:

Laborcontrol

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Lipase
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 4,5 a 19,8
Linear 2 – 300,0
Units mg/dL
N° de decimais 2

Passos do ensaio

Volume Amostra 4ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 575
Filtro Diferencial N.A.

Adicionar Reagente

R2 Volume 50ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação alto

Incubação

Incubar 2'

Leitura

Filtro Primário 575
Filtro Diferencial N.A.
Tempo Fixo 60 s



TGO (AST)

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome TGO
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 11 a 38
Linear 0 – 600
Units U/L
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 20ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 2'

Leitura

Filtro Primário 340
Filtro Diferencial 630
Intervalo 60 s
Número de leituras 4



TGP (ALT)

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome TGP
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 11 a 41
Linear 0 – 600
Units U/L
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 20ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 2'

Leitura

Filtro Primário 340
Filtro Diferencial 630
Intervalo 60 s
Número de leituras 4



HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HDL
Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do Kit

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Baixo: < 40 mg/dL
Elevado (desejado): 60 mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome HDL
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 1
Temperatura 37°C
Normal 30 a 70
Linear 0 – 200
Units mg/dL
N° de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 150ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 6'
Filtro Primário 600
Filtro Diferencial 700

Adicionar Reagente

R2 Volume 50ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 600
Filtro Diferencial 700



LDH

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: LDH-P
LiquidStable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome LDH
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Normal 230 a 460
Linear 0 – 1000
Units U/L
N° de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 5ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspiração 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 250ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 50

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1' 30"

Leitura

Filtro Primário 340

Filtro Diferencial 630

Intervalo 60 s

Número de leituras 3



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL
 Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL
 Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
 @ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Magnesio
 Tipo Bioquimico
 Modo de Ensaio Padrão
 Versão 0
 Temperatura 37°C
 Última Revisão em N.A.
 Última Revisão por *
 Normal 1,7 a 2,5
 Linear 0,0 – 6,0
 Units mg/dL
 N° de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
 Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul
 Vel. De Aspiração 2
 Bolsa de Ar 50
 Tempo Preequecer 0 s
 Vel. De Dispensação 2
 Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 30''
 Filtro Primário 505
 Filtro Diferencial 700

Amostra

Volume Amostra 3ul
 Vel. De Aspiração 2
 Bolsa de Ar 2
 Vel. De Aspiração 2
 Altura de Dispensação..... Alto

Incubação

Incubar 3'
 Filtro Primário 505
 Filtro Diferencial 700



PCR

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

ImmunologyControlLevel 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome PCR
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 1
Temperatura 37°C
Normal 0 a 0,5
Linear 0 – 20
Units mg/dL
N° de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 20ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 340
Filtro Diferencial N.A.

Adicionar Reagente

R2 Volume 40ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 25
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'
Filtro Primário 340
Filtro Diferencial N.A.



PROTEÍNA TOTAL

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

Geral

Nome Proteína Total
 Tipo Bioquímico
 Modo de Ensaio Padrão
 Versão 0
 Temperatura 37°C
 Última Revisão em N.A.
 Última Revisão por *
 Normal 6,1 a 7,9
 Linear 0,0 – 17,0
 Units g/dL
 N° de decimais 1

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
 Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul
 Vel. De Aspiração 2
 Bolsa de Ar 2
 Vel. De Aspiração 2
 Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 150ul
 Vel. De Aspiração 2
 Bolsa de Ar 50
 Tempo Preaquecer 0 s
 Vel. De Dispensação 2
 Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 3'
 Filtro Primário 545
 Filtro Diferencial 600



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Prot U/LCR

Código:

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL
U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Prot U/LCR
Tipo Bioquímico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Última Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 1 a 25
Linear 0 – 300
Units mg/dL
Nº de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 4ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2ul
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 200ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50ul
Tempo Preaquecer 0 s
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 10'
Filtro Primário 600
Filtro Diferencial N.A.



TRIGLICÉRIDES

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: <150 mg/dL
Limiar alto: 150-199 mg/dL
Elevado: 200-499 mg/dL
Muito elevado: > 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Triglicerides
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 0
Temperatura 37°C
Ultima Revisão em N.A.
Última Revisão por *
Normal 0 a 150
Linear 0 – 1000
Units mg/dL
N° de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #

Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 2

Vel. De Aspiração 2

Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul

Vel. De Aspiração 2

Bolsa de Ar 50

Tempo Preaquecer 0 s

Vel. De Dispensação 2

Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 5'

Filtro Primário 505

Filtro Diferencial 630



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uréia
UVLiquidStable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

ChemWell®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Geral

Nome Ureia
Tipo Bioquimico
Modo de Ensaio Padrão
Versão 1
Temperatura 37°C
Normal 13 a 43
Linear 0 – 300
Units mg/dL
N° de decimais 0

Branco Usado

Intervalo Valido..... *

Controle

QC *

Padrões

Calibrador #
Intervalo valido de curva..... *

Passos do ensaio

Volume Amostra 3ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 2
Vel. De Aspiração 2
Altura de Dispensação..... Baixo

Adicionar Reagente

R1 Volume 297ul
Vel. De Aspiração 2
Bolsa de Ar 50
Vel. De Dispensação 2
Altura de Dispensação Alto

Incubação

Incubar 1'30"

Leitura

Filtro Primário 340
Filtro Diferencial 700
Tempo Fixo 60 s