



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Última revisão: 03/02/2014

Revisão: 00

1. Identificação do produto e do fabricante

Nome do produto: **Alfa1-Acid Glycoprotein (AGP)**

Código do produto: 1770530

Identificação do fabricante

Laborlab Produtos para Laboratório Ltda.

Estrada do Capão Bonito, 489 – CEP 07263-010

Guarulhos – São Paulo

Brasil

Fones: +55 (11) 2480 0529 / +55 (11) 2499 1277

2. Composição e informações dos componentes

Ausência de substâncias perigosas presentes em concentrações iguais ou maiores do que os limites de concentração especificados nas Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE Comunidade Europeia, ou produtos químicos perigosos, tal como definido pela Norma OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200, em concentrações iguais ou superiores a 1% (0,1% para os agentes cancerígenos).

O produto contém azida de sódio em uma concentração inferior para os requisitos de informação de OSHA nas folhas de dados de segurança do material.



3. Identificação dos perigos

Olhos : levemente irritante ao olhos.

Ingestão : provavelmente tóxico para o sistema nervoso com efeitos hipotensores , visuais e cerebrais graves quando inalado.

Exposição em período curto de tempo : provavelmente irritante para o trato respiratório e mucosas , com sintomas similares ao da ingestão.

Exposição em período longo de tempo : exposição prolongada ou repetida aos aerossóis de soluções de azida de sódio pode causar danos neurológicos permanentes , colapso e morte .

Pele: provavelmente irritante para a pele . A azida de sódio pode ser absorvido através da pele com a toxicidade sistêmica.

Condições médicas agravadas pela exposição : a exposição a azida de sódio agravará as condições existentes de hipotensão.

Efeitos ambientais adversos: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático .

Efeitos físico-químicos adversos: azida de sódio pode reagir com tubos de cobre e chumbo formando azidas de metal altamente explosivas.

4. Procedimentos para primeiros socorros

Olhos: em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos.

Lavar adequadamente separando as pálpebras com os dedos. Se a irritação persistir, procure um médico imediatamente.

Ingestão: Se ingerido, enxaguar a boca com água (caso a pessoa esteja consiente) e procure ajuda médica .Não induzir o vômito, ao menos que um profissional de saúde lhe diga.

Inalação: os aerossóis de azida sódica são venenosos se inalado; procure assistência médica imediatamente. Remova a vítima para uma área de ar fresco. Se não estiver respirando, aplique respiração artificial. Se respirar com dificuldade, dê oxigênio.

Pele: Em caso de contato, lave imediatamente a pele com sabão e água em abundância. Se ocorrer vermelhidão ou irritação, procure um médico.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção: irrestrito.

Decomposição: não se espera uma decomposição perigosa.



6. Medidas em caso de vazamentos acidentais

Absorver o líquido com material inerte (por exemplo, vermiculita, areia seca, terra) e coloque em um recipiente para resíduos químicos para a eliminação. Lave a área do derramamento. Passos a tomar para limitar os danos: não são necessárias medidas especiais para limitar os danos.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio: sem requisitos especiais. Utilize proteção pessoal.

Armazenamento: armazenar de acordo com as informações contidas no rótulo.

8. Equipamentos e medidas de proteção individual

É recomendável seguir as regras usuais de segurança do trabalho em laboratório:

Proteção respiratória: normalmente não é necessário o uso de equipamento respiratório.

Proteção dos olhos: óculos de proteção adequados para evitar o contato visual.

Proteção das mãos: usar luvas.

Medidas de higiene: lavar as mãos no final do dia de trabalho.

9. Propriedades físicas e químicas

Forma: líquido

Cor: incolor

Ponto / intervalo de ebulição: Não há informações disponíveis

Ponto / intervalo de fusão: não determinado

pH: não determinado

Propriedades explosivas: pode formar compostos explosivos com metais, incluindo o cobre, o chumbo eo mercúrio.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade: Armazenar em condições recomendadas

Polimerização: Nenhum em condições normais de

Incompatibilidade: Agentes oxidantes fortes, cobre, chumbo, mercúrio

Produtos de decomposição perigosos: gás nitrogênio, vapores ácidos de sódio, óxidos de carbono.

11. Informações toxicológicas

Os dados quantitativos disponíveis sobre a toxicidade do produto não foi encontrado. Não pode ser descartada propriedades perigosas. No entanto, não há riscos esperados quando o produto é tratado de acordo com as instruções no manual, por pessoal qualificado e autorizado.

12. Informações ecológicas:

Dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos deste produto não estão disponíveis.

13. Informações para o descarte de resíduos:

O descarte de resíduos deve estar de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.

14. Informação para transporte:

Seu transporte é perigoso? Não
O produto não está sujeito a regulamentação em vigor para o transporte de materiais perigosos. Ele não está sujeito a regulamentação em vigor para o transporte de mercadorias perigosas (ADR / RID, IMDG, IATA / ICAO).

15. Informação sobre regulamentação:

Produto produzido seguindo todas as normas estabelecidas e de acordo com a regulamentação exigida pela Portaria Nº 686 de 27/08/98

16. Outras informações:

As informações fornecidas aqui são baseadas em nossos conhecimentos atuais. A caracterização do produto no que diz respeito às precauções de segurança adequada. Não há garantia de propriedades do produto. O destinatário do produto é responsável por assegurar que as leis e regulamentos que se aplicam sejam cumpridas.